

LASER **talks**
ESPECIALISTAS

PROTOCOLO GLIMMER



Health
Canada



PROTOCOLO GLIMMER

PASO 01



FILTRO	580 nm
SAFIRO	40x12 mm
AFLUÊNCIA	13 a 14J/cm ²
TIEMPO DE PULSO	20ms

PASO 02



SPOT	7 mm
ENERGÍA	1.200mJ
APLICACIÓN	6 à 8 passadas

PASO 03



SPOT	6 mm
MOD0	DYNAMICS
AFLUÊNCIA	10J/cm ²
TEÍMPO DE PULSO	650 us
APLICACIÓN	1.000 disparos por hemicara + (500 frente/500 centro)